



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЭКСПЕРТА-КРИМИНАЛИСТА

ПАПИЛОН-М

Особенность комплекса — многофункциональность, обеспеченная обширным составом программного обеспечения и оборудования:

- ПО АДИС Папилон
- ПО Папилон «Живой сканер»
- ПО оперативных проверок Папилон «Фильтр»
- ПО для подготовки иллюстраций к заключениям и экспертизам Папилон «Растр»
- ноутбук, мышь, зарядное устройство, комплект аккумуляторов
- автомобильный преобразователь напряжения, сетевой фильтр
- EDGE/GPRS/GSM модем
- дактилоскопический пальцевый сканер Папилон ДС-30Н
- планшетный сканер формата А4 • струйный принтер формата А4
- цифровой фотоаппарат, зарядное устройство, фотоштатив
- ударопрочный кейс-контейнер с внутренней оснасткой



ПАПИЛОН-М — мобильная АДИС ПАПИЛОН

- поддержка локальной БД дактилокарт и следов пальцев рук и ладоней
- ввод дактилокарт: из системы «Живой сканер», с бумажных носителей (планшетный сканер)
- ввод следов пальцев рук и ладоней: с предметов и поверхностей (цифровая камера), с карточек и дактилопленок (планшетный сканер)
- проверки дактилокарт и следов по локальной БД, просмотр рекомендательных списков
- передача следов и дактилокарт (в т. ч. дактилокарт трупов) в ЦАДИС для проверки и занесения в БД
- получение результатов проверок дактилокарт и следов из ЦАДИС
- удалённый доступ к разрешённым разделам БД ЦАДИС, просмотр рекомендательных списков, печать информации

ПАПИЛОН-М — мобильная станция дактилоскопической регистрации и оперативных проверок

- создание электронных дактилокарт: установочные данные, контрольные оттиски и прокатанные отпечатки пальцев, фото внешности и особых примет
- хранение дактилокарт в БД системы «Живой сканер»
- экспорт дактилокарт в локальную БД АДИС
- экспорт дактилокарт в БД ЦАДИС
- оперативная проверка личности по локальной БД дактилокарт
- удалённая оперативная проверка личности по БД ЦАДИС

Для размещения комплекса достаточно горизонтальной поверхности размером 0,8 x 1 м. Время подготовки к работе с учётом автоматического тестирования — не более 5 минут. Комплекс адаптирован к работе в автомобилях, электропитание — от автомобильного аккумулятора или автомобильной бортовой сети через преобразователь напряжения. При отсутствии внешних источников питания комплекс работает от аккумуляторов.

Установленное ПО ПАПИЛОН «Растр» позволяет зафиксировать и обработать любые графические изображения, провести сравнительные исследования, подготовить экспертное заключение и распечатать его на принтере. Эксперт может произвести специальную программную обработку изъятых следов пальцев рук и ладоней (низкого качества, загрязнённых или содержащих наложения) перед отправкой их на проверку в БД АДИС.

Связь с ЦАДИС (ТСР/ІР): • коммутируемые и выделенные телефонные линии • сотовая связь (EDGE/GPRS/GSM, CDMA) • ЛВС

Габаритные размеры:

- транспортировочные . . . 795 x 310 x 518 мм
- рабочие 795 x 750 x 670 мм

Вес: 32,3 кг

